

PT Oneject Indonesia adalah satu-satunya produsen Smart Syringe di Indonesia yang mempunyai sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hampir mencapai 60% dari Kementerian Perindustrian.

PT Oneject Indonesia juga mempunyai sertifikasi ISO yang lengkap (ISO:9001:2015, ISO 13485:2016), sertifikasi CE dari TUV Nord Indonesia, GMP, dan Prequalification PQS-WHO. Di kedepannya, PT Oneject Indonesia akan selalu mempromosikan produk lokal di industri global.

One Injection, One Syringe

PT Oneject Indonesia Sentul Factory:

Jl. Olympic Raya No.B9, Kawasan Industri
Sentul, Bogor 16810, Indonesia

Bekasi Factory:

Jl. Anggrek VII No.41, Kawasan Industri Terpadu
Indonesia China (KITIC), Kab. Bekasi 17337, Indonesia

Tel. : +62 21 8791 7422 (Hunting)

Fax : +62 21 8790 2761

E-mail : marketing@oneject.co.id



Auto Disable Syringe

Every man,
woman & child
deserves
the right to a
safe injection

www.oneject.co.id


Oneject Auto Disable Syringe

Desain ONEJECT AD Syringe menggunakan teknologi sederhana namun efektif oleh Star Syringe Limited (UK). Setelah injeksi, plunger akan mengunci dan melumpuhkan secara otomatis membuat alat suntik tidak dapat digunakan kembali. Desain ini disetujui WHO / PQS dan disertifikasi pada semua Auto Disable Syringe dari PT Oneject Indonesia.



KEUNTUNGAN AUTO DISABLE SYRINGE:

1. Auto Disable Syringe hanya bisa digunakan 1x.
2. Setelah penyuntikan, plunger/piston otomatis terkunci dan bila ditarik kembali piston akan patah.
3. Meminimalisir penularan penyakit melalui alat suntik.
4. Meminimalisir penyalahgunaan alat suntik lebih dari 1x.
5. Melindungi pasien dan tenaga medis dari kontaminasi penyakit.
6. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis.



Oneject AD Syringe 0.05ml
26G x 3/8" (10 mm)
PQS-WHO No: E008/030



Oneject AD Syringe 0.2ml
24G x 1" (25 mm)
PQS-WHO No: -



Oneject AD Syringe 0.25 ml
24G x 1" (25 mm)
PQS-WHO No: -



Oneject AD Syringe 0.3ml
24G x 1" (25 mm)
PQS-WHO No: E008/086



Oneject AD Syringe 0.5ml
24G x 1" (25 mm)
PQS-WHO No: E008/019



Oneject Hypodermic Syringe with Reuse Prevention Feature 1 ml
23G x 1" (25 mm)
PQS-WHO No: E013/023



Oneject Hypodermic Syringe with Reuse Prevention Feature 2 ml
23G x 1 1/4" (32 mm)
PQS-WHO No:



Oneject Hypodermic Syringe with Reuse Prevention Feature 3 ml
23G x 1 1/4" (32 mm)
PQS-WHO No: E013/019



Oneject Hypodermic Syringe with Reuse Prevention Feature 5 ml
21G x 1 1/2" (38 mm)
PQS-WHO No: E013/024



**one injection,
one syringe**